

# Beskrivelse av Blaze ET



- helping people

Blaze ET er en kompakt Daisy lydbokspiller med OCR-funksjon. Her følger en beskrivelse av tastene og tilkoblingene som finnes på spilleren.

## Forside

- Av/på: Denne ligger øverst, midt på spilleren og er en firkantet, nedsenket tast. Trykk og hold i 3 sekunder for å slå av eller på. Et kort trykk leser tid og dato.

Under av/på-tasten følger tre taster ved siden av hverandre. Fra venstre mot høyre er disse:

- Info: Leser opp ulik statusinformasjon.
- Home: Lukker aktuelt program og tar deg til hovedmenyen.
- OCR: Starter OCR-programmet. Er OCR-programmet startet, tas et bilde.

Under disse tre tastene ligger fire piltaster med en rund tast i midten:

- Venstre: flytter mot venstre.
- Opp: flytter opp.
- Høyre: flytter mot høyre.
- Ned: flytter ned.
- Rund tast i midten (OK): brukes for å bekrefte valg.

Videre følger tre nye taster. Fra venstre mot høyre er disse:

- Cancel: Tar deg tilbake eller avbryter en funksjon.
- Menu: åpner programmenyen til programmet du befinner deg i.
- Review: gjentar siste beskjed.

Så kommer 12 taster som utgjør et numerisk tastatur:

- Tastene 1 til 0 har ulike funksjoner avhengig hvilke program du befinner deg i.
- Stjerne (\*): Trykk og hold for å starte hjelp. Kort trykk for å stoppe hjelp. Når hjelp er på, kan du trykke en hvilken som helst tast for å lære hva den gjør.
- Firkant (#): Trykk og hold to sekunder for å slå på eller av tastelåsen. Kort trykk i et redigeringsfelt for å velge store bokstaver, små bokstaver, tall eller symboler.

## Venstre side

På venstre side finner du følgende fra toppen og nedover:

- VOICE CONTROL: Veksleknapp for å veksle mellom justering av lydstyrke, hastighet og stemmeleie.
- Pluss (+): Øker lydstyrke, hastighet eller stemmeleie.
- Minus (-): Reduserer lydstyrke, hastighet eller stemmeleie.
- Spor til SD-kort: Trykk for å løse ut SD-kort. Fjern beskyttelsen og sett inn et SD-kort for ekstra lagringsplass.



- helping people

## Høyre side

Fra toppen og nedover finnes følgende taster:

- REC: Starter og stopper innspilling.
- HOLD: Skyv ned for å låse tastene, opp for å låse opp.
- RESET: Nesten nederst finnes et lite rundt hull. Dette brukes til å foreta en resett av Blaze ET. Stikk en binders eller lignende inn i hullet. Trykk og hold i 3 sekunder til du hører gjentatte lydssignal.

## Underside

Her finner du tre kontakter. Fra venstre mot høyre er dette:

- Lydutgang: Hodetelefon eller ekstra høyttalere.
- Micro-USB: Tilkobling av lader eller datamaskin, USB-minne med egen medfølgende kort kabel.
- Linje inn: For ekstern mikrofon eller linje inn, alt etter som hva som er valgt innstillingene.

## Bakside

På baksiden av enheten finner du følgende:

Helt øverst på midten av baksiden finner du mulighet til å feste en bærereim.

Nedenfor festet for bærereim finner du kameraet. Det er viktig å pusse kameraglasset slik at det holdes rent for best mulig OCR-kvalitet.

Lengre ned på baksiden finner du et riflet felt. Dette er den øverste delen av batteridekselet. Trykk inn og skyv nedover for å løsne batteridekselet. Batteriet kan så settes inn eller tas ut.

### Cantec AS

Postadresse:

Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:

Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

[bestilling@cantec.no](mailto:bestilling@cantec.no)

[www.cantec.no](http://www.cantec.no)