

Bruksanvisning

SOUNDGATE MIKROFON



Benyttes med SoundGate 3

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner.

Bruksanvisningen hjelper deg å komme i gang.





Vennligst les hele denne bruksanvisningen før du tar i bruk SoundGate Mikrofon. Den inneholder instruksjoner og viktig informasjon om bruk og vedlikehold.

Innhold



Advarsler og sikkerhetsforskrifter	5
Innhold	8
Oversikt SoundGate Mikrofon	9
Slik fungerer SoundGate Mikrofon	10
Bruk av SoundGate Mikrofon	11
Lading	12
Strømindikator	13
Paring med SoundGate 3 (gjøres kun en gang)	14
Kom i gang med SoundGate Mikrofon	17
Pause/restarte overføring fra SoundGate Mikrofon	19
Slå av SoundGate Mikrofon	20
Viktig tilleggsinformasjon	21

Advarsler og sikkerhetsforskrifter

Gjør deg godt kjent med følgende retningslinjer før du tar enheten i bruk.

-  SoundGate Mikrofon er ikke et leketøy og skal holdes utenfor rekkevidde for barn og andre som ved et uhell kan komme til å svelge deler eller på annen måte skade seg. Ta spesielt hensyn til de mindre delene. I tilfelle du skulle svelge en del må du oppsøke lege umiddelbart.
-  SoundGate Mikrofon må ikke utsettes for sterk varme ved å legge den i ovnen, mikrobølgeovnen, brenne den eller legge den i bilen en varm sommerdag. Ved sterk varme kan den eksplodere og forårsake alvorlige skader.

-  Hvis halssnoren ved et uhell setter seg fast i noe mens man bruker den, er den konstruert slik at den ryker automatisk. Halssnoren må derfor aldri gjøres kortere eller modifiseres. Halssnoren må ikke brukes av barn som veier mindre enn 11 kg.
-  SoundGate Mikrofon skal ikke brukes på flyreiser med mindre du har spesiell tillatelse fra flypersonalet.
-  SoundGate Mikrofon er utviklet for å imøtekomme de strengeste kravene til elektromagnetisk kompatibilitet. Allikevel kan SoundGate Mikrofon forårsake forstyrrelser på annet medisinsk utstyr som f.eks. defibrillatorer og pace-makere.
 - Kontakt produsenten av ditt implantat for informasjon om risikoen for slike forstyrrelser.
 - Fjern øyeblikkelig SoundGate Mikrofon dersom det foreligger mistanke om forstyrrelser.

-  Forstyrrelser kan også forårsakes av høyspentledninger, metalldetektorer på flyplasser, radiosignaler, elektromagnetisme fra annet medisinsk utstyr etc.
-  Sikker lading av batteriene via ladekontakten krever at laderen er UL-godkjent eller samsvarer med kravene i IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarende internasjonale standarder.

Innhold

Følgende deler er inkludert i pakken:



SoundGate Mikrofon
Model: MIC-110



Lader




Bruksanvisning




Halssnor

Oversikt SoundGate Mikrofon



Slik fungerer SoundGate Mikrofon


SoundGate Mikrofon overfører lyd direkte fra den som prater til høreapparatbrukeren. Mikrofonen overfører lyd til én SoundGate om gangen.




Bruk av SoundGate Mikrofon

SoundGate Mikrofon bør plasseres med en avstand på 10 – 20 cm fra munnen til den som prater.

Bruk med klips




Bruk med halssnor




Lading

For å lade mikrofonen kople du laderen til mini USB kontakten på undersiden av mikrofonen.




Ladekontakt (mini USB)



Strømindikator

Strømindikatoren på toppen av SoundGate Mikrofon viser hvor mye strøm den har.


Lyser rødt



Lavt batteri

Maksimalt
20 minutters taletid
gjenstår

Blinker grønt



Lading

Lyser grønt



Helt oppladet

Etter ca. 1,5 timers
lading vil enheten
fungere i 5 timer



Paring med SoundGate 3 (gjøres kun en gang)

1. **Sett SoundGate 3 i paringsmodus** ved å trykke og hold inne AV/PÅ-knappen i 5 – 6 sekunder. Lampen vil blinke blått når "paringsmodus" er aktivert.

AV/PÅ-knapp



2. **Sett SoundGate Mikrofon i paringsmodus** ved å holde inne AV/PÅ-knappen i 5 – 6 sekunder. Lampen vil blinke orange når "paringsmodus" er aktivert.



3. **Vent opp til 1 minutt.** Når AUX-knappen på SoundGate 3 og LED-indikatoren på SoundGate Mikrofon lyser orange er paringen utført.




Kom i gang med SoundGate Mikrofon

1. **Forsikre deg om at SoundGate 3 er påslått**


ved å trykke ned AV/PÅ-knappen i 1 – 2 sekunder. LED-indikatoren på SoundGate 3 vil da lyse grønt.



2. **Slå på SoundGate Mikrofon** ved å trykke kort på AV PÅ-knappen. Strømindikatore vil lyse grønt og LED-indikatoren vil blinke orange frem til den finner SoundGate 3-enheten. LED-indikatoren vil da lyse stabilt orange.




3. **Dobbelklikk AUX-knappen på SoundGate 3** for å streame lyd fra mikrofonen




Pause/restarte overføring fra SoundGate Mikrofon

1. **Gi AUX-knappen på SoundGate 3 et kort trykk** for å pause lyden fra mikrofonen




2. **Dobbelklikk AUX-knappen på SoundGate 3** for å starte streaming av lyd fra mikrofonen igjen



Slå av SoundGate Mikrofon

Trykk og hold inne AV/PÅ-knappen på SoundGate Mikrofon i 2 – 3 sekunder til strømindikatoren er slukket.



Viktig tilleggsmasjjon

SoundGate Mikrofon inneholder en radiosender som benytter frekvenshopping i ISM-båndet ved 2,4 GHz.

Maksimum utgangsnivå på senderen er mindre enn 6 dBm og antennen er en liten PCB-antenne med en retningsbestemt forsterkning på mindre enn 2 dBi.

Emisjonsstyrken fra SoundGate Mikrofon er under den internasjonale utslippsgrensen for menneskelig eksponering. SoundGate Mikrofon oppfyller de internasjonale standardene for elektromagnetisk kompatibilitet.

USA and Canada

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document. This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHMIC110

IC: 11936A-MIC110

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

SBO Hearing A/S bekræfter at SoundGate Mikrofon er i samsvar med de grunnleggende kravene i Directive 1999/5/EC.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

Notater

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notater

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

146240/NO

< >

8,15 mm

Placeholder for

FSC logo

Paper

FSC® C043970

19 mm ^

v

^

9.0 mm

v

< 15 mm >

Produsent

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.sbohearing.com

CE



 N14144



0000146240000001

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

09.14/BAG/146240/NO/subject to change