

VEO Fremtidens Lese-Tv



VEO er et kompakt elektronisk forstørrelses-system med en spesiell flatskjermt teknologi. Det integrerte High-Definition (HD) kameraet gjør at bilder og skrift vises i høy oppløsning uten reflekser og flimring. VEO passer både til bruk i hjemmet, på skoler eller universiteter, i arbeidslivet og når man er på farten.

Den justerbare skjermen gir de beste ergonomiske visningsposisjonene til alle aktiviteter. VEO er enkel å tilpasse den enkeltes behov, multifunksjonell og har høy lese- og brukervennlighet.

Dine fordeler

- ▶ en kompakt lesetv med HD-kvalitet for mennesker med nedsatt syn
- ▶ enkelt for alle - både unge og gamle
- ▶ moderne og tidsriktig design
- ▶ ergonomisk overlegent med justerbare skjermstillinger og et kompakt design som krever mindre plass
- ▶ refleks- og flimmerfritt bilde HD-kvalitet reduserer tretthet og belastning på øynene. Det betyr at man kan bruke det lenger tid av gangen uten å bli sliten.

LVHD Denne LV HD kamerateknologien har en oppløsning som er 4.25 ganger større enn standard systemer. Ved hjelp av progressiv scanning vil brukeren få et detaljert bilde med utmerket kvalitet.

Tekniske data



trådløst betjeningspanel



LVHD 60 Hz kamera,
progressiv scanning




autofokus



19"-(48cm), 22"-(56cm)
flatskjerm monitor
1920 x 1080 piksler



full HD
Forstørrelsesnivå:
ca. 1 x - 100x




fullfarge gjengivelse
artifisielle farger:



vekt: ca. 11 kg
mål (BxHxD): 51 x 60,5 x 56 cm
(22" skjerm)



kontoutdrag, bøker, foto,
kataloger, aviser



bankgiro, kryssord, brev



Gewa AS

Trollåsveien 8
Postboks 626
N-1411 KOLBOTN

Telefon: (+47) 66 99 60 00
Telefaks: (+47) 66 80 94 90
E-post: gewa@gewa.no
Hjemmeside: www.gewa.no