



# Nyhetsbrev - Alpha miniBTE

Vi lanserer nå nye høreapparater! Les mer om våre 2 nye BTE-modeller i årets første nyhetsbrev.



## Nyhet!

2022 er godt i gang, og vi kan med stolthet informere om at vi nå introduserer nye modeller i vår high-end høreapparatfamilie, Bernafon Alpha. I fjor lanserte vi Bernafon Alpha miniRITE T R og miniRITE T. Nå utvider vi Alpha-familien med 2 nye modeller; **Bernafon Alpha miniBTE T R** og **miniBTE T**. Begge disse modellene er på rammeavtale med NAV fra 31. mars, og kan nå bestilles i [nettbutikken](#) vår.

### Bernafon Alpha miniBTE

Dyr med eksepsjonell hørsel ledet veien til våre Bernafon Alpha høreapparater, verdens første høreapparater med Hybrid Technology™. Nå kan vi tilby enda flere modeller med denne unike teknologien. Bernafon Alpha miniBTE kommer i to ulike versjoner. miniBTE T R benytter et oppladbart li-ion batteri og gir strøm til en hel dags bruk, inkludert streaming. miniBTE T benytter et tradisjonelt 312 sink-luftbatteri, og passer perfekt for de som ikke ønsker oppladbare høreapparater.

Begge modellene er små, kompakte BTE-apparater som kan tilpasses med hook eller tynnslange, og byr bl.a. på egenskaper som telespole og direkte-streaming fra både iOS og nyere Android-telefoner. I tillegg introduserer vi nå også **hands-free kommunikasjon** fra iOS-enheter\* til alle våre Alpha-modeller.

Lær mer om våre Bernafon Alpha høreapparater i [denne videoen](#).

Merk: Oasis<sup>NXT</sup> 2022.1 kreves for å kunne tilpasse Bernafon Alpha miniBTE.




\* Gjelder iPhone 11 eller nyere, iPad Pro 12.9" (5. generasjon og 4. generasjon), iPad Pro 11" (3. generasjon og 2. generasjon), iPad Air (4. generasjon), og iPad mini (6. generasjon), med iOS 15.2 og iPadOS 15.2 eller nyere.

## Hands-free kommunikasjon

Hands-free kommunikasjon er toveis streaming som bruker Bluetooth® Low Energy trådløs teknologi. Hands-free kommunikasjon brukes av Apple i deres siste iOS 15/iPadOS 15 programvareoppdatering. Med toveis streaming, kan brukerne streame telefonsamtalen som før, men i tillegg blir stemmen deres plukket opp av høreapparatets mikrofoner og streamet tilbake til iPhone® eller iPad®. Det er ikke lenger behov for å holde enheten foran munnen når man snakker, og hendene kan være frie til andre oppgaver.

Hands-free kommunikasjon er tilgjengelig for alle Alpha høreapparater med firmware 1.3.0 sammen med iPhone 11 eller nyere med iOS 15.2.



## Endring på rammeavtale

Alpha miniBTE T R og miniBTE T erstatter Viron B 105 på gjeldende rammeavtale. Begge modellene er rangert som nr. 3 i post 6.

Du finner oppdatert prisliste som vedlegg. Prislisten er gjeldende fra 31. mars 2022.

## Ladere til miniBTE T R

Bernafon Alpha miniBTE T R leveres med bordlader som standard lader. Laderen er den samme som benyttes til miniRITE T R, kun med en endring i utformingen av lade-hullene hvor apparatene skal plasseres. Induksjonsladeren kan kobles til strømnettet med medfølgende støpsel, eller kobles til andre strømkilder via USB. Høreapparatene fullades på inntil 3,5 timer, og vil da gi nok strøm til en hel dags bruk inkludert streaming.



Reiseladeren Charger Plus vil også bli tilgjengelig for miniBTE T R senere i 2022.



## Fargeoversikt – miniBTE

	SABE MAC	ANBR MAC	MSIL MAC	MAC MAC	SABE MSIL	COBR MSIL	MAC MSIL	JEBL MSIL	MSIL MSIL	MBU MBU
Toppskall										
	Sand beige	Antique bronze	Metallic silver	Metallic anthracite	Sand beige	Cocoa brown	Metallic anthracite	Jet black	Metallic silver	Midnight blue
Bunnskall										
		Metallic Anthracite				Metallic silver			Midnight blue	