



Nyhetsbrev - September 2022

Les om høst-nyhetene i årets andre utgave av vårt nyhetsbrev.



Nyhet!

I vår lanserte vi som kjent den oppladbare Alpha miniBTE T R. Den var da tilgjengelig med standard ladestasjon. Nå er den praktiske reiseladeren **Charger Plus** også tilgjengelig for miniBTE T R. Charger Plus innehar en powerbank slik at apparatene kan lades uten tilgang på strøm. I tillegg har laderen en tørkefunksjon som aktiveres når apparatene settes til lading.

På lik linje med laderne til miniRITE T R, er begge laderne til miniBTE T R gratis for brukerne. Oppdatert prisliste ligger vedlagt.



Ønsker du å lære mer om våre Bernafon Alpha høreapparater, kan du få en liten smakebit i denne korte [videoen](#).

TV-A tilbake i produksjon


Etter en periode med forsinkelser i produksjonen av TV-A, er denne nå endelig tilgjengelig igjen. TV-A, og alle våre andre produkter, kan bestilles i Cantec sin nettbutikk som du finner [her](#).



Oppdatert hands-free kommunikasjon

Hands-free kommunikasjon er toveis streaming som bruker Bluetooth® Low Energy trådløs teknologi. Med toveis streaming kan brukerne streame telefonsamtalen som før, og i tillegg blir stemmen deres plukket opp av høreapparatets mikrofoner og streamet tilbake til iPhone® eller iPad®.

Med den siste firmware-oppdateringen (1.4.0) som er tilgjengelig for alle våre Alpha-modeller, kan brukeren nå velge **å svare, avvise og avslutte telefonsamtaler via trykknappen** på høreapparatet. Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres i Oasis NXT 2022.2 under fanen *Betjeningsfunksjoner*, og er tilgjengelig for iPhone 11 eller nyere.



Oasis NXT 2022.2

En oppdatering av Oasis NXT ble sendt ut 31. august. Har du enda ikke oppdatert til siste versjon, anbefaler vi at dette gjøres så fort som mulig. [Oasis NXT](#) versjon 2022.2 kreves for å kunne tilkoble Alpha høreapparater med firmware 1.4.0.

Ta kontakt med oss i Cantec dersom du trenger hjelp til installeringen.

Viktig informasjon om nye utgivelser av operativsystem for smarttelefoner

Nytt operativsystem fra Apple

iPhone-brukere vil bli tilbudt den nye **iOS 16-utgivelsen** fra og med 12. september. Vi anbefaler brukere av høreapparater å ikke oppgradere umiddelbart. Vi har utført omfattende beta-testing og vil validere kompatibiliteten til høreapparatene våre med den endelige utgivelsen. Så snart vi kan bekrefte en problemfri opplevelse, kommer vi tilbake med en anbefaling om å oppgradere.

Android 13

Mens Google har gitt ut Android 13 tidligere på sine egne enheter, ser vi nå at også andre produsenter introduserer den som en programvareoppgradering. Så langt har vi ikke vært i stand til å bekrefte full funksjonalitet med våre høreapparater på disse enhetene, og anbefaler derfor å ikke oppgradere til Android 13 på dette tidspunktet. Vi samarbeider med Google og andre produsenter for å sikre kompatibilitet med denne utgivelsen, og vi vil gi ny informasjon så fort vi har dette.

Anbefaling

Vi sender ut denne informasjonen slik at du kan gi pasientene dine best mulig råd. Vi har også kommunisert denne informasjonen direkte til brukere som bruker appen vår. For iOS 16 er forventningen vår at vi vil se en problemfri overgang og at vi kan gi anbefaling om å oppgradere innen kort tid. For Android kan vi se en lengre overgangstid før vi kan gi en anbefaling om å oppgradere.