



Bernafon Alpha
Inspirert av de **beste**



Oppladbare høreapparater
med den bærbare laderen Charger Plus

bernafon®
Your hearing · Our passion





Bernafon Alpha er inspirert av dyr med eksepsjonell hørsel. Det unike systemet Hybrid Technology™ øker både taleforståelse og lyttekomfort uten kompromisser - selv i de vanskeligste lyttesituasjonene.


Bernafon Alpha er utstyrt med trådløs tilkoblingsteknologi og kombinerer eksepsjonell lyd kvalitet med et elegant design.

Inspirert av de beste

Best lyd, uten kompromisser

To er bedre enn en. Bernafon Alpha er det første høreapparatet med Hybrid Technology™. Det forener to lydbehandlingsmetoder i ett hybridssystem. Ved å kombinere styrkene i hver av de to metodene, kan Bernafon Alpha fungere optimalt i utallige lyttesituasjoner. Brukere av Bernafon Alpha høreapparater rapporterte følgende fordeler:*

- Forstå tale uten problemer når du er på en restaurant
- God til utmerket lyd kvalitet
- Tydelig tale i støyende omgivelser
- Naturlige omgivelseslyder og egenstemme uten sjenerende feedback



*2020 Basert på data fra kliniske studier innhentet fra Bernafon AG, Bern, Sveits

La Bernafon Alpha fokusere på hørselen din, slik at du kan ha fokus andre steder

Med Hybrid Technology™ kan du høre med lavere lytteinnsats, for å spare energi til andre gjøremål.



Tale forsterkes i sanntid og med høy presisjon. Sett pris på klar og tydelig tale, selv i støyende situasjoner.



Omgivelseslyder er nøye bevart og gjengis naturlig. Dra nytte av en forbedret bevissthet av omgivelseslyder slik at du igjen kan sette pris på fuglekvisper og rasling av blader.



Forstyrrende støy reduseres for å gi økt komfort. Effektiv feedbackbeskyttelse eliminerer pipelyder før de blir hørbare.

Inspirasjon i hver tone

Med Alpha høreapparater kan du dra nytte av Bernafons beste lyd også når du lytter til musikk. Fordyp deg i rik høykvalitetslyd når du lytter til musikk med **Musikkopplevelse**. Dette programmet er spesielt designet for musikk, basert på mange års forskning og kompetanse på området. Ved hjelp av Hybrid Technology™ gjengis dynamiske musikklyder i sanntid og med høy presisjon. Resultatet er en balansert lyd for maksimal musikkglede.





Uansett om du danser til klassikere, spiller i et jazzband, går på rockekonsserter eller hører på de nyeste sangene på radioen - med Bernafon Alpha er musikkglæden bare et programskifte unna.

Behagelig velbalansert musikk

Rock eller klassisk? Uansett hvilken musikk som gjør deg glad, vil Bernafon Alpha levere. Musikkopplevelse-programmet fungerer for live, innspilt eller streamet musikk, innendørs og utendørs, for både musikkelskere og musikere.



Oppladbar for en hel dags bruk, inkludert streaming



Med de oppladbare Alpha-høreapparatene kan du ganske enkelt glemme kjøp og bytte av batterier. Litium-ion batteriene lades helt opp på 3 timer. Bare legg høreapparatene i ladestasjonen over natten, og start neste dag med komfort og ro.

Den stabile **“plug & play”-laderen** er perfekt for lading av høreapparater hjemme. Den kan stå på hvilken som helst benk eller nattbord og er enkel å bruke.



Foretrekker du ikke-oppladbare høreapparater? Ikke noe problem, Bernafon Alpha er også tilgjengelig i en ikke-ladbar variant med ellers identisk teknologi og funksjonalitet.

Praktisk lading med den bærbare laderen Charger Plus

Den **bærbare laderen Charger Plus** er det ideelle tilbehøret for Bernafon Alpha-brukere med en aktiv livsstil. Utstyrt med en powerbank, tilbyr den 3 fulle ladesykluser for to høreapparater uten behov for strømforsyning. Tre LED-lamper på baksiden av laderen indikerer de gjenværende ladesyklusene. Når den er tom, lader du opp powerbanken på bare 4 timer.



Legg Charger Plus i reisebagen og ta den med på neste helgetur. Det praktiske lokket gir en trygg og sikker oppbevaring av høreapparatene dine.

Vær tilkoblet og strøm lyd rett inn i ørene

Ikke bare et høreapparat, men også et teknologisk utstyr. Bernafon Alpha kobler seg til mange eksterne lydenheter via 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy trådløs teknologi.

Svar på telefonsamtaler, nyt musikk eller lytt til lydbøker som streames direkte til høreapparatene dine. De fungerer som stereo hodetelefoner av høy kvalitet og streamer lyd i mange timer.



Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android



For informasjon om kompatibilitet, vennligst besøk bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

Apple, Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch, og Apple Watch er varemerker av Apple Inc., registrert i U.S. og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC. Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Demant A/S er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de respektive eierne.

Intuitiv kontroll og nyttig tilbehør

Overvåk og betjen høreapparatene dine med **Bernafon EasyControl-A-app**. Bruk den til å endre høreapparatets volum eller program og sjekk batterinivået. Juster lav-, mellom- og høyfrekvente toner med streaming-equalizeren. Det er til og med en "Finn mitt høreapparatet"-funksjon, i tilfelle det er nødvendig.

Skann meg!




Last ned fra
App Store

Skann meg!



TILGJENGELIG PÅ
Google Play



SoundClip-A er en liten allrounder. Fest den til jakken og koble den til smarttelefonen din for hands-free telefonsamtaler. Eller bruk den som en ekstern mikrofon for å forbedre kommunikasjonen over lange avstander.



TV-A lar deg streamme TV-underholdning til høreapparatene dine. Nyt den siste actionfilmen i stereo, mens venner og familie kan se på TV med det volumet som passer best for dem.



RC-A er en fjernkontroll med utmerket taktilitet. Bruk den til å endre program og volum på høreapparatene dine enkelt og diskret.

Allsidige og praktiske Bernafon Alpha høreapparater

Bernafons mest populære høreapparat har mange funksjoner for enkel håndtering i daglig bruk. Sammen med din audiograf kan du finne ut hvilken modell og farge som er best egnet for dine behov.

LED lys indikerer strømstatus

Dobbel trykknapp for å endre program og volum

Tilgjengelig med både oppladbart litium-ion og ikke-oppladbart luft-sinkbatteri

2,4 GHz Bluetooth® Low Energy trådløs teknologi strømmer lyd fra eksterne lydenheter

Bredt utvalg av domer og støpte propper sikrer en behagelig passform

Støv- og vannavstøtende materialer gir god beskyttelse (IP68 -klassifisert)

Telespolen kobler seg til tilgjengelige teleslyngesystemer på offentlige steder



Komfortabelt og elegant design

Under testing¹⁾ rapporterte 95% av testbrukerne god til utmerket brukskomfort med Bernafon Alpha høreapparater. Det ergonomiske designet sørger for en korrekt og sikker posisjonering bak øret.

Velg mellom **10 attraktive fargekombinasjoner** for å matche din personlige stil. Mørkere og lysere nyanser harmonerer godt med forskjellige hårfarger og hudtoner.



antique
bronze



metallic
anthracite



metallic
silver



sand beige



midnight blue²⁾

Bunnsfall metallic anthracite

Bunnsfall midnight blue



jet
black



cocoa
brown



metallic
anthracite



metallic
silver



sand beige

Bunnsfall metallic silver

1) 2020: Basert på data fra kliniske studier innhentet fra Bernafon AG, Bern, Sveits
2) Kun tilgjengelig for Alpha 9 miniRITE T R

Start reisen til bedre hørsel med Bernafon Alpha
høreapparater nå. Spør din audiograf for mer
informasjon eller besøk

**[bernafon.com/hearing-aid-users/
hearing-aids/alpha](https://bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/alpha).**

Skann meg!





Helt siden vi ble etablert i Sveits i 1946, har vi jobbet i våre grunnleggeres ånd og tradisjon for å utvikle løsninger som hjelper mennesker med nedsatt hørsel. Vår sveitsiske arv, ledende teknologi og produkter av høy kvalitet hjelper oss med å oppfylle vårt mål:

Sammen gir vi mennesker muligheten til å høre og kommunisere bedre.

For mer informasjon om Bernafon Alpha høreapparater, vennligst spør din audiograf eller besøk Bernafon sin hjemmeside.



SOUND 
OF SWITZERLAND

Bernafon Companies

Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion