

MAXLUPE⁵



- helping people

til stor nytte og glede når synet blir så dårlig at lupen og forstørrelsesglass ikke lenger strekker til

Vektreduksjon:
fra 1.5 kg
til 700 g

HMS art.
nr.: 018043



Bestselgeren MAXLUPE er det minste stasjonære lesesystemet som er tilpasset mennesker med spesielle behov innenfor synshjelpemidler.

Med en vekt på bare 700 g, veske med bærereim og en hendig størrelse, kan MAXLUPE tas med og plasseres over alt. Den kan brukes til å lese, se på bilder m.m. En forbedring i denne nye utgaven er den nye Li-ion batteriteknologien som gir ca. 3 timers kontinuerlig bruk. Batteriene kan enkelt lades opp og byttes av brukeren.

Med bare 2 funksjonsknapper er MAXLUPE enkel å betjene.

Brukeren vil også ha stor glede av det nye integrerte skrivestativet, f.eks. ved løsning av kryssord og underskrift på brev.

Fordeler for brukeren

- ▶ bare 700 g og et hendig format gjør at den er enkel å ta med seg over alt
- ▶ forstørrelse fra ca. 3 - 30X - helt til brukeren finner den ønskede forstørrelsen
- ▶ ergonomisk pga den justerbare skjermen
- ▶ enkel å bruke - kun 2 betjeningsknapper
- ▶ oppladbare batterier, integrert skrivestativ og fullfarge gjengivelse.

MAXLUPE⁵

Tekniske data



5,8" TFT-skjerm
TFT-skjermen er justerbar




lesing: ca. 7 - 30X
skriving: ca 3 - 12X



oppladbart, Li-ion batteri
driftstid: ca. 3 timer ved
kontinuerlig bruk.
ladetid: ca. 3 timer



integrert uttrekkbart
skrivestativ



fullfarge gjengivelse
artifisielle farger:    



vekt: ca. 700 g
mål (BxHxD)
16 x 6,5 x 10,5



kontoutdrag, bøker, foto,
kataloger, aviser



bankgiro, kryssord,
brev og feriehilsener



trykk på knappen
for å folde ut sta-
tivet



utskiftbart og
oppladbart Li-ion
batteri



Tilleggsutstyr:
ekstra oppladbart batteri

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no