

Varsling



Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte og krever liten eller ingen installasjon.

Epilepsialarm trådløs sender EPI-900

Vibrasjonsdetektoren henges enkelt opp under sengen og har trådløs (radio) overføring til mottakeren. Toveiskommunikasjon. Epilepsialarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk-klonisk-anfall).

Epilepsialarm EPI-900

Bestillingsnr.:2223283 HMS art. nr.: 189344

Ekstra føler EPI-900

Bestillingsnr.:2223274 HMS art. nr.: 195075



Epilepsialarm trådløs sender EPI-2000

Epilepsialarm Knop type EPI-2000 er en portabel vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sengen og har trådløs (radio)overføring til mottakeren. Epilepsialarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk-klonisk-anfall).

EPI-2000 har en mikroprosessor og et aksellerometer som med stor nøyaktighet regner ut og analyserer rystelsens karakter. Ved utløst alarm overføres signalet trådløst til mottakeren. EPI-

Epilepsialarm- 2000

Bestillingsnr.:2223224 HMS art. nr.: 020724

Ekstra føler- 2000

Bestillingsnr.:2223233 HMS art. nr.: 020720



Epilepsialarm mottaker RX-2004, bærbar

Epilepsimottaker RX-2004 er en trådløs mottaker med batteridrift.

Med RX-2004 blir pårørende mer fleksible da mottakeren kan tas med rundt i huset/hagen. Rekkevidden er ca. 70 meter, men avhenger av bygningsmessige konstruksjoner.

Bestillingsnr.:2223232 HMS art. nr.: 020742



Komplett alarm- sender og mottaker (900)

Komplett alarm består alltid av sender og mottaker

Epilepsialarm EPI-900

Bestillingsnr.:2223283 HMS art. nr.: 189344

Ekstra føler EPI-900

Bestillingsnr.:2223274 HMS art. nr.: 195075

Knop RX 900-2 mottaker

Bestillingsnr.:2223273 HMS art. nr.: 189343



Komplett alarm - sender og mottaker (2000)

Komplett alarm består alltid av en sender og en mottaker.

Trådløs sender EPI-2000

Bestillingsnr.:2223234 HMS art. nr.: 020724

Bærbar mottaker RX-2004

Bestillingsnr.:2223232 HMS art. nr.: 020742

Ekstra føler - 2000

Bestillingsnr.:2223233 HMS art. nr.: 020720



Knop EPI 900 vibrasjonsdetektor

Epilepsialarm Knop type EPI-900 er en portabel vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sen-gen og har trådløs (radio)overføring til mottakeren.

Knop EPI 900

Bestillingsnr.:2223283 HMS art. nr.: 189344

Knop EPI 900 Føler

Bestillingsnr.:2223274 HMS art. nr.: 195075



Knop RX 900-2 Mottaker

RX 900-2 er en 2-kanals mottaker som er egnet til å motta alarmer fra Knops 900-serie 869 MHz sendere. RX 900-2 RE er en 2 kanals mottaker med releutganger.

Knop RX 900-2 Mottaker

Bestillingsnr.:2223273 HMS art. nr.: 189343

Knop RX 900-2 RE

Bestillingsnr.:2223282 HMS art. nr.: 195076



Fallalarm Knop MTC 900 Sender

Denne mini fallalarmen er godt egnet for varsling på institusjon eller i bolig. Den varsler ved at bruker selv trykker eller at

Fallalarm Knop MTC 900 Sender

Bestillingsnr.:2223271 HMS art. nr.: 189342



Knop RP 900 Repeater

Har du behov for å sende signalet lenger, kan det monteres en RP 900. Denne vil øke rekkevidden med 50 m. Det kan være 2 repetere i et system.

Knop RP 900 Repeater

Bestillingsnr.:2223286 HMS art. nr.: 189347



Knop LAK 900 - stemmestyrte sender/bryter

Stemmestyrte sender/bryter LAK 900, fabrikk Knop er laget for å hjelpe bruker til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et vanlig signalanlegg på annen måte.

Knop LAK 900 - stemmestyrte sender/bryter

Bestillingsnr.:2223284 HMS art. nr.: 189345



Knop RX 900-LED

Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 400 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når noen har utløst alarm, angis

Knop RX 900-LED

Bestillingsnr.:2223288 HMS art. nr.: 189348



Knop BW 900

Denne er en brukervennlig fuktalarm hvor man skifter fuktalaken og stiller inn følsomheten ved enkle grep. Den sender signal til mottakeren, men kan også gi beskjed til brukere via lydalarm.

Knop BW 900

Bestillingsnr.:2223293 HMS art. nr.: 189349



Knop PIR 900

Sengealarm/sengevakt PIR 900 fabrikk Knop er en PIR-detektor som plasseres på gulvet ved sengen. Alarmen er en radiobasert sender som sender signal dersom noen forlater sengen om

Knop PIR 900

Bestillingsnr.:2223285 HMS art. nr.: 189346



Smykkesender, armbånds sender og magnetkontakt

1. Alarmknapp/smykkesender
Bestillingsnr.:223535 HMS art. nr.: 020730
2. Armbånds sender/klokkesender
Bestillingsnr.:223520 HMS art. nr.: 020733
3. Magnetkontakt for varsling hvis noen åpner døren
Bestillingsnr.:223530 HMS art. nr.: 135564



Knop PC 900

PC 900 er en trådløs trekkontakt som sender koder til mottaker. PC 900 skal være kodet inn i mottakeren og både sender og mottaker skal være på for at systemet skal fungere. Overføring

PC 900
Bestillingsnr.:223291



Knop TX 900- A

TX 900- A er en liten vanntett armbåndssender som sender koder til en trådløs mottaker.

Knop TX 900- A
Bestillingsnr.:223290 HMS art. nr.: 197611



Knop TX- 900 1

1 kanals sender med bryterinnang. 3,5 jack for tilkobling av 1 funksjonsbryter. Den har også mulighet til å brukes som magnetkontakt- dør-/vindusalarm.

Knop TX- 900 1
Bestillingsnr.:223272



Håndsender TX-2004

TX-2004 fabrikket Knop er en 1-kanal sender med stor rekkevidde (ca. 50m). For de som ikke klarer å betjene en så liten bryter, kan TX-2004 også tilkoples andre 1-

Bestillingsnr.:223231 HMS art. nr.: 020732



Døralarm DV-2000

Knop døralarm DV-2000 er en radiobasert alarmsender som festes på selve døren med for eksempel borrelås. Alarmen er utviklet for å overvåke at døren ikke skal åpnes på visse tider av

Bestillingsnr.:223226 HMS art. nr.: 020743



Stemmestyrte sender/bryter

Stemmestyrte bryter LAK 821, fabrikket Knop er laget for å hjelpe brukeren til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et vanlig signalanlegg på annen måte.

Med radiosender og reléutgang - LAK 821 HF

Bestillingsnr.:2223466 HMS art. nr.: 135562

Separat mikrofon inkl. 1,5 m ledning

Bestillingsnr.:2223467 HMS art. nr.: 136042



Sengealarm PIR-2003

Sengealarm/sengevakt PIR-2003 fabrikket Knop er en PIR-detektor som plasseres på gulvet ved sengen. Alarmen er en radiobasert sender som sender signal dersom noen forlater

Bestillingsnr.:2223227 HMS art. nr.: 020753



Alarmmottaker - RX-2004

RX-2004 fabrikket Knop er en bærbar 1-kanals mottaker som tar imot radiosignaler fra forskjellige sendere. Mottakeren har Av/På-funksjon. Rekkevidden er ca. 50 m.

Alarmmottaker

Bestillingsnr.:2223232 HMS art. nr.: 020742

Knop vibrator til å ha under hodeputen

Bestillingsnr.:2220411 HMS art. nr.: 136018

Knop trafo nettadapter ST 825 5V DC

Bestillingsnr.:2223476



Alarmmottaker - RX-2004-R

Knop RX-2004-R er en bærbar 1-kanals mottaker med reléutgang som tar imot radiosignaler fra ulike sendere og har Av/På-funksjon. Ved mottatt signal "slutter" kontakten.

Alarmmottaker RX-2004-R

Bestillingsnr.:2223235

Knop trafo nettadapter ST 825 5V DC

Bestillingsnr.:2223476



Alarmmottaker RX-300 m/vibrator

Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 99 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når noen har utløst alarm, angis hvilken alarm

Bestillingsnr.:2223486 HMS art. nr.: 135563



Alarmmatte TR 401

Knop alarmmatte legges foran seng, dør e.l. Når bruker tråkker på mattem, gir dette en elektrisk kontakt. Impulsen videreføres til en radio-alarmsender eller til annen trådbunden elektronikk.

Bestillingsnr.:2223230 HMS art. nr.: 136047



Gewa sengevakt SV-4080

Gewa sengevakt er en ny generasjon sengevakt som er svært enkel i bruk. Plasseres under madrassen som en stor bryter

Gewa sengevakt SV-4080

Bestillingsnr.:2226241 HMS art. nr.: 020751

Timer m/puls, utenpåliggende

Bestillingsnr.:2226240 HMS art. nr.: 136027



Knop repeater

Dersom avstanden mellom en radioalarmsender og mottaker er for stor, slik at signalene ikke når frem, kan problemet løses ved å sette inn en repeater mellom sender og mottaker.

Bestillingsnr.:2223473 HMS art. nr.: 020744



Bussystem master

System fra Knop. Ved å kople flere repeatere med en master gir det mulighet til å dekke store områder. Masteren er hjernen i systemet og er avhengig av repeatere for å distribuere signaler

Bestillingsnr.:2223245 HMS art. nr.: 195072



Bussystem repeater

Repeater sender og mottar signaler fra Knop-sendere og videre-formidler signalene til alle repeatere i systemet. Det kan være inntil 32 repeatere i systemet, hver med en

Bestillingsnr.:2223250 HMS art. nr.: 195073



Maxialarm med lang rekkevidde, radio

Knop PRC-2000RP er en mottaker og sender med lang rekkevidde. Mottakeren tar imot radiosignaler fra ulike typer sendere og videresender disse til personsøker med rekkevidde

Sentralenhet PRC-2000RP inkl. personsøker PRC-2020V

Bestillingsnr.:2223236 HMS art. nr.: 025762

Personsøker PRC-2020V

Bestillingsnr.:2223237 HMS art. nr.: 135560



CareIP trygghetsalarm

CareIP er en ny generasjon trygghetsalarm der kommunikasjonen skjer digitalt via IP og/eller GSM/GPRS. Den er enkel å installere, med ekte Plug&Play og det finnes et stort

CareIP trygghetsalarm

Bestillingsnr.:2227050 HMS art. nr.: 175756

M-boks, trådløs sendermodul med kablet inngang for CareIP

Bestillingsnr.:2227060 HMS art. nr.: 175757



Lommy Personal - GPS/GSM

Lommy GPS/GSM er en sporingsenhet som gir stor personlig sikkerhet. Den er utviklet til å gi høy personlig sikkerhet innenfor

Lommy Personal - GPS/GSM

Bestillingsnr.:2223260 HMS art. nr.: 189341

**Safewake reisevekkerklokke**

SafeWake er et vekkersystem tilpasset hørselshemmede og andre som har vanskelig for å våkne av en vanlig vekkerklokke, hotellets vekkeralarm (TV/telefon) eller rømningsalarmer.

Bestillingsnr.:1104111-1 HMS art. nr.: 135485



Samsung overvåkingssystem

Med Samsungs digitale trådløse teknologi blir det et meget bra bilde uten forstyrrelser. Dette systemet kan gi deg 250 m rekkevidde ved fri sikt. Toveis kommunikasjon. Detekterer lyd. Systemet krever ingen installasjon.

IR Kamera SEB-1019RWP

Bestillingsnr.:2227425 HMS art. nr.: 189354

Monitor SEW-3036W

Bestillingsnr.:2227420 HMS art. nr.: 189353



Overvåkingssystem Knop LAK-900M sett

Dette er en enkel "babycall" lydovervåker. Mikrofonen monteres ved bruker og høyttaler monteres hos "hjelper".

Kvaliteten lydmessig er god fordi det brukes kabel mellom enhetene.

Knop LAK-900M sett

Bestillingsnr.:2223258 HMS art. nr.: 189340



Pretorian SimplyWorks Smooth

For å spille av beskjeder ved vandring, slik at bruker blir påminnet om at han / hun ikke skal f.eks. gå ut. Aktiveres vha f.eks. en tråkkematte.

Pretorian SimplyWorks Smooth

Bestillingsnr.:1136760 HMS art. nr.: 177899



Kamera kablet med server

Dette er et overvåkingssystem med krystallklare bilder natt og dag.

Kamera er av merket Sony med HD oppløsning. Det er mulig å zoome på det en skal overvåke. Automatisk fokus. Den kraftige IR-lampen gjør at det er mulig å filme i mørket. Da blir det sort/hvitt bilder.

Monitoren er på 21»

Kamera kablet med server

Bestillingsnr.:2227450 HMS art. nr.: 189355

Bestillingsnr.:2227451 HMS art. nr.: 189356

Bestillingsnr.:2227459 HMS art. nr.: 189358



Kamera kablet Coax

Video-overvåking via kabel. God lyd og bilde i HD. Nattfunksjon og mulighet for opptak. Dette er et avansert system som krever installasjon.

Kamera kablet Coax

Bestillingsnr.:2227450 HMS art. nr.: 189355

Bestillingsnr.:2227459 HMS art. nr.: 189358

**Trådløs kamerapakke med server**

Video-overvåking med lyd og bilde via lukket trådløst nett. Nattfunksjon og mulighet for opptak. Et avansert system som krever installasjon.

1: Kamerapakke Best.nr.2227450 Nav nr. 189355

2: Serverpakke Best.nr. 2227451 HMS nr. 189356

3: Trådløspakke Best.nr. 2227470 HMS nr. 189359

4: Skjermpakke Best.nr 2227457 HMS nr. 189357

**TRÅDLØS komfyrvakt Rehab**

Dette er en komfyrvakt som er utviklet slik at man kan montere den selv. Med denne kreves ingen el.-kunnskap; plug'n play.

Komfyrvakt

Bestillingsnr.:2223635 HMS art. nr.: 189351

**Elvakt komfyr SE sensor**

Denne komfyrvakten er egnet til å monteres ved utskifting av gammel kontakt. Autorisert elektriker!

Elvakt komfyr SE sensor

Bestillingsnr.:2223640 HMS art. nr.: 189352

