


Topolino Smart



Effektiv lesing på skoler, universiteter og jobb



LVHD Denne LV HD kamerateknologien har en oppløsning som er 4.25 ganger større enn standard systemer. Ved hjelp av progressiv scanning vil brukeren få et detaljert bilde med utmerket kvalitet.

HMS art. nr. 194400
Best. nr.: 1168200

Komfortabel lesing og integrering i det profesjonelle arbeidslivet er mulig med den nye Topolino Smart. Elever, studenter, lærlinger og ansatte vil dra nytte av dette systemet.

Mobilitet og enkel drift var nøkkelfokus i utviklingsprosessen. Flytting fra ett klasserom til det neste, ha en forelesning eller et møte i en annen bygning eller på et annet sted er ikke noe problem fordi Topolino Smart er så lett (2,3 kg) og enkel å betjene.

Topolino Smart kan enten brukes sammen med en laptop/PC via en USB-port eller kobles direkte til en skjerm via VGA-porten. Det er spesielt viktig å understreke at de siste innstillingene lagres automatisk og at ingen ekstra linse må benyttes for å bytte fra leseinnstilling til avstandsvisning.

Oversiktsmodus er et flott verktøy for å zoome og definere ønsket del for bedre orientering og for å oppnå den mest komfortable forstørrelsen.

Dine fordeler

- ▶ ett system for lesing og avstandsvisning
- ▶ lett å bære og installere, enkel å betjene
- ▶ integrert LED-lys som kan dimmes
- ▶ delt skjerm-modus - "split-screen"
- ▶ integrert batteri - ekstra kapasitet og strøm er ikke nødvendig fra laptop/PC
- ▶ USB- og VGA-port
- ▶ bilder kan lagres i jpg eller bitmap; videoer kan også vises - alt i LVHD-kvalitet!

Topolino Smart



Tekniske data



LVHD 60 Hz kamera, progressiv scanning
oppløsning opp til 1680 x 1050 pixels



autofokus som aktiveres/deaktiveres
med bare ett trykk



ca. 1,9x - 85x avhengig av skjerm



USB-utgang
VGA-utgang



oppladbart, lithium-ion batteri
driftstid: ca. 3 timer
ladetid: ca. 2,5 timer



lyset kan dimmes
"split-screen" funksjon
leselinje, gardin-funksjon
bæreseske med skulderreim



fullfarge gjengivelse
artifisielle farger: **F F F F F**
Positive semifarger som kan velges via
Topolino-software




vekt: ca. 2,3 kg
mål oppreist (BxHxD): 19x45x45 cm
mål foldet sammen: 19x10x36 cm





Leveres som standard:
XY-bord (WxD): 34 x 30 cm
Bæreseske for XY-bord



kontoutdrag, bøker, foto,
kataloger, aviser, flipover



bankgiro, kryssord, brev



Veiledning: trykk og hold AF-knappen
nede for å zoom ut av kamerabildet

Gewa AS
Trollåsveien 8
Postboks 626
N-1411 KOLBOTN

Telefon: (+47) 66 99 60 00
Telefaks: (+47) 66 80 94 90
E-post: gewa@gewa.no
Hjemmeside: www.gewa.no